



emField*Pro*

EMFELD PRO

Guarigione in modo naturale Qualità attraverso la competenza

Ora puoi sperimentare la potenza della terapia induttiva ad alta energia. Il dolore è uno dei problemi di salute in più rapida crescita al mondo. Gli studi suggeriscono che circa il 20% degli adulti soffre di dolore. Zimmer introduce con il loro innovativo HighLla terapia induttiva energetica: un nuovo standard nelle terapie per la riduzione del dolore. Oltre a un efficace trattamento del dolore, La terapia induttiva energetica è ampiamente utilizzata per ridurre il tono muscolare, migliorare la circolazione sanguigna e attivare il processo di rigenerazione.



Terapia induttiva ad alta energia

Il corpo umano è un buon mezzo conduttore e anche conduttivo ai campi magnetici. Poiché gli ioni in una cellula hanno una carica, anche la membrana cellulare necessita di una certa carica.

La carica della membrana delle cellule normali e sane è superiore a quella delle cellule malate o invecchiate, inclusi batteri e virus. Quando la carica della membrana cellulare è bassa, la cellula ha troppa poca energia per svolgere le sue normali funzioni. Pertanto, le cellule hanno bisogno di energia e la stimolazione con campi elettromagnetici è nota per aumentare questa energia e ottimizzare la funzione cellulare.

I campi elettromagnetici possono attraversare cellule, tessuti, organi e ossa senza subire deformazioni o perdite, attivando l'elettrochimica dei tessuti e migliorando la funzione cellulare e della membrana cellulare. emFieldPro genera un campo magnetico di 3 Tesla, circa 600 volte più forte di una normale barra magnetica. Questo forte campo magnetico stimola di conseguenza le cellule nervose, i muscoli e i vasi sanguigni.



Trattamento con emFieldPro



Applicazione combinata – statica e dinamica. Molto spesso, il dolore non è distribuito uniformemente nell'area da trattare. In molte sindromi dolorose, la maggior parte dei punti, come i punti trigger o i punti dolorosi, si trovano all'interno della regione dolorante. I punti trigger e i principali punti dolorosi vengono trattati staticamente, mentre le altre aree dolorose vengono trattate dinamicamente. Con il trattamento combinato, è importante assicurarsi che la terapia statica venga inizialmente applicata ai punti dolorosi e ai punti trigger. Un trattamento più esteso può poi essere continuato con l'applicazione dinamica.



Trattamento statico

Per i trattamenti statici utilizzare l'applicatore grande, montato sul braccio dell'applicatore. I punti dolenti e i punti trigger per il trattamento statico vengono inizialmente palpati. Il trattamento viene quindi somministrato con la potenza erogata. Ogni punto dolente o punto trigger viene trattato. È importante tenere presente che i punti trigger si trovano spesso al di fuori dell'area dolorante.



Trattamento dinamico

Per i trattamenti dinamici utilizzare l'applicatore di media potenza. Non è necessario il contatto diretto con la pelle. Se si desidera il contatto con la pelle, assicurarsi che la pelle sia asciutta e pulita. Le zone dolenti o da trattare vengono inizialmente palpate. Il trattamento viene somministrato con la potenza impostata. Assicurarsi di trattare l'intera zona da trattare.

Energia e durata del trattamento

L'energia massima da trasmettere non deve superare quella indicata nelle raccomandazioni di trattamento. Tuttavia, assicurarsi di non utilizzare mai un'energia superiore a quella che il paziente può tollerare. Il ciclo minimo di trattamento prevede due sedute a settimana.



ELIMINARE LE INDICAZIONI DEL DOLORE



EMFELDPRO PRACTITIONER STATEMENTS

Terapia induttiva ad alta energia post-operatoria
"Sono entrato in contatto con un paziente operato al gomito (per osteocondrite dissecante). È rimasto a casa malato per quasi un anno, sottoponendosi a diverse terapie presso vari studi medici senza ottenere risultati.

Ho iniziato un trattamento intensivo di esercizi combinati con emFieldPro. Nel giro di sei settimane il paziente è stato in grado di tornare al lavoro (parzialmente) e in tre mesi era completamente guarito."

R. Mühlhäuser, Physical Therapist, Ulm, Germany

Terapia induttiva ad alta energia per il dolore cronico
"Abbiamo avuto una paziente che ci ha chiesto un secondo parere a causa di un dolore al gomito. Le terapie precedentemente suggerite erano state molto dolorose e senza alcun risultato.

Le abbiamo proposto due sedute indolori con emFieldPro e i suoi problemi al gomito sono completamente scomparsi."

Nijas Backer, Fisioterapista, Dubai..

Terapia induttiva ad alta energia per la spalla congelata

Ho avuto una paziente che si era sottoposta a mesi di fisioterapia senza risultati.

Ma dopo tre settimane e sei sedute con emFieldPro, il dolore era completamente scomparso e la sua spalla aveva recuperato la piena funzionalità.

Angelin Francis, Physical Therapist, Kuala Lumpur, Malaysia.

Aumenta i risultati terapeutici



Il co-terapeuta ideale
il tuo partner di lavoro
24 ore su 24, 7 giorni
su 7

Trasduttori non invasivi e senza contatto
L'energia penetra attraverso gli indumenti senza perdite.

Applicatore di grandi dimensioni per trattamenti statici

È una sensazione impressionante quella provata dal
paziente con un sollievo immediato dal dolore.



Elenco delle indicazioni,
preferiti e modalità esperto
per creare i propri
programmi di trattamento

Applicatore di medie dimensioni per
trattamenti dinamici

Perfetta integrazione in
tutti i vostri programmi
di riabilitazione

l Migliora l'immagine del tuo studio

EMFIELD PRO



Dati Tecnici

Potenza magnetica	3 Tesla (Applicatore grande) 2,5 Tesla (Applicatore medio)
Canali	2
Frequenza	1 – 150 Hz
Protocolli	Programmi : 20 Favoriti: 20 Modo esperto : 20
Tempo trattamento	1 – 60 minuti
Interfaccia	8" LCD touch screen and manopola centrale
Dimensioni	542 (L) × 501 (W) × 993 (H) mm
Peso	Approx. 60 kg



Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm
Tel. +49 7 31. 97 61-291
Fax +49 7 31. 97 61-299
export@zimmer.de
www.zimmer.de

