



the
art of
shock
wave

Terapia a onde d'urto combinate

**DUOLITH® SD1 T-TOP »F-SW ultra«
& MASTERPULS® MP100 »ultra«**



STORZ MEDICAL

DUOLITH® SD1 T-TOP »F-SW ultra« e MASTERPULS® MP100 »ultra«

Combinazione economica ad elevate prestazioni

La combinazione di onde d'urto focalizzate e radiali consente di coprire l'intero spettro di applicazioni nella terapia a onde d'urto, offrendo inoltre numerosi vantaggi per il trattamento dei pazienti. A seconda del budget disponibile e delle specifiche esigenze è possibile scegliere tra diverse apparecchiature. Come conveniente variante di base STORZ MEDICAL offre un'attraente soluzione combinata tra DUOLITH® SD1 T-TOP »F-SW ultra« e MASTERPULS® MP100 »ultra«. In base alle specifiche applicazioni, le due apparecchiature possono essere utilizzate singolarmente o in combinazione tra loro, all'interno di uno studio medico oppure per impieghi mobili, garantendo, in questo modo, un grado di utilizzazione ottimale in termini di rapporto costo-beneficio.

Apparecchi a onde d'urto di ultima generazione

DUOLITH® SD1 T-TOP »F-SW ultra« si impone per l'alta qualità della lavorazione e l'ergonomia ottimizzata. L'applicatore »SEPIA« rende più semplice ed efficiente il trattamento con onde d'urto focalizzate.

- Tutti gli elementi di comando integrati nell'applicatore
- Lavoro efficace e senza alcuna fatica direttamente sul paziente
- »Individual Parameter Setting« per svariate indicazioni
- Costi di revisione ridotti grazie alla semplicità di sostituzione della bobina
- Cavo flessibile per il trattamento confortevole dei pazienti

MASTERPULS® MP100 »ultra« con l'applicatore radiale »FALCON« si distingue per le sue dimensioni compatte, i costi di assistenza ridotti e il comando silenzioso »Air Power«.

- Tutti gli elementi di comando integrati nell'applicatore
- Lavoro efficace e senza alcuna fatica direttamente sul paziente
- »Individual Parameter Setting« per svariate indicazioni
- Range di energia ampliato (a partire da 0,3 bar_{eff}) per un trattamento indolore
- Emissione dell'impulso mediante funzione »Skin Touch«
- Ampia serie di trasmettitori di impulsi



Applicatore »SEPIA«



Applicatore »FALCON«

DUOLITH® SD1 T-TOP »F-SW ultra« e MASTERPULS® MP100 »ultra«:

Per entrare con successo nel mondo della terapia con onde d'urto combinate – senza compromessi in termini di qualità e assistenza.

Un forte duo per l'intero spettro delle applicazioni

Indicazioni classiche



Epicondilite



Tendinite rotulea

Trattamento dei punti trigger



Accorciamento della muscolatura della coscia



Dolori alla spalla periarticolari

Trattamento delle fasce



Fascia spalla-nuca



Fascia crurale

Trattamenti paravertebrali



Muscolatura del tratto lombare



Muscolatura del tratto cervicale

Combinazione riuscita tra onde d'urto focalizzate e radiali



DUOLITH® SD1 T-TOP »F-SW ultra«

Apparecchio focalizzato

Dati generali

- Dimensioni senza touchscreen (L x A x P):
466 x 187 x 454 mm
- Peso: 24,0 kg
- Touchscreen da 10" (opzionale)
- Disponibile in verde, blu, arancione e nero ●●●●

Onde d'urto focalizzate

- Range di energia standard: 0,01 – 0,55 mJ/mm²
- Range di energia ampliato (opzionale): 0,03 – 1,24 mJ/mm²
- Profondità zona focale: 0 – 65 mm
- Efficacia terapeutica: fino a 125 mm di profondità di penetrazione



MASTERPULS® MP100 »ultra«

Apparecchio radiale

Dati generali

- Dimensioni senza touchscreen (L x A x P):
426 x 144 x 340 mm
- Peso: 10,5 kg
- Compressore, integrato
- Touchscreen da 10" (opzionale)
- Disponibile in verde, blu, arancione e nero ●●●●

Onde d'urto radiali

- Pressione: 0,3 – 5,0 bar_{eff}
- Frequenza: 1 – 21 Hz (in base alla pressione)
- Applicatore V-ACTOR® (opzionale): 1 – 31 Hz

STORZ MEDICAL

STORZ MEDICAL AG · Lohstampfstrasse 8 · 8274 Tägerwilten · Svizzera
Tel. +41 (0)71 677 45 45 · Fax +41 (0)71 677 45 05
info@storzmedical.com · www.storzmedical.com