

Monark Rehab Trainer 881 E

En arm- och benergometer som ger möjlighet att hemma eller på sjukhus individuellt anpassa träningen med kontinuerlig uppföljning och justering av träningsintensiteten. Fungerar utmärkt för träning från rullstol.



FAKTA

Kan kalibreras.
Wattska visar belastningen vid 50 rpm.
Tungt välbalanserat svänghjul ca 12 kg
Vevarmarna kan ställas in både i längd och i önskad vinkel samt förställas individuellt i höjdläge helt oberoende av varandra.
Justering av bromskraften med ratt.
Transporthandtag, justerbart i höjdläge.
Pulverlackerad. Praktiska transporthjul.
Elektronisk mätare.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Bredd 180 mm vid främre stödben.
Bredd 400 mm vid bakre stödben.
Längd 540 mm.
Höjd 550 mm.
Vikt 22 kg.

ELEKTRONISK MÄTARE

Visar pedalvarv per minut (RPM), totalvarv och körtid i minuter och sekunder (TIME).

INGÅR

Pedaler, handtag.

TILLBEHÖR

Ribbstolsbord.

► **BRA VAL FÖR**
Rehabilitering.

MONARK EXERCISE AB

432 82 Varberg | Tel 0281-59 49 40 | Fax 0340-804 85.
780 50 Vansbro | Tel 0281-59 49 40 | Fax 0281-719 81.
www.monarkexercise.se

 **MONARK**
SPORTS & MEDICAL